



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur autostatique Paparella-Weitlaner

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur autostatique Pa parella-Weitlane r

SKU RM-PWSRR-5IN-1

\$89 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur autostatique Paparella-Weitlaner	Longueur totale 5" (12.7 cm), 2×2 griffes (13 mm), écartement 33 mm, verrouillage par crémaillère	\$89
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$89

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur autostatique Paparella-Weitlaner est un instrument spécialisé pour l'otologie et la microchirurgie, conçu pour assurer une rétraction stable et autonome des tissus mous et du périoste dans les couloirs chirurgicaux étroits. Doté d'un châssis à anneaux décalé et discret, cet instrument maintient les incisions post-auriculaires et du cuir chevelu ouvertes sous tension mécanique, éliminant la fatigue de l'assistant tout en préservant un champ visuel dégagé sous microscope opératoire.

Configuré pour une visibilité sans obstruction, cet écarteur Paparella-Weitlaner présente une longueur totale de 5 inches (12.7 cm, \$89). Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), ses extrémités actives se composent de 2×2 griffes asymétriques d'une longueur de 13.0 mm, offrant une capacité d'écartement maximale de 33.0 mm. La gamme propose des options d'engagement tissulaire incluant des griffes pointues pour une prise ferme sur les tissus denses, ou des griffes mousses pour une manipulation atraumatique des tissus mous. Sa crémaillère de verrouillage fiable maintient la tension pendant toute la durée du fraisage.

Forgé avec une finition mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur autostatique Paparella-Weitlaner pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant une stabilité mécanique exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité clinique totale pour les blocs d'ORL et de neurochirurgie du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest