



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Plester Self Retaining Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Plester Self Retaining Retractor

SKU RM-PSRR-109-1

\$109 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Ayrılabilir Standart Form — 4", 5" (yaklaşık 11 cm), yarı-keskin ince dişler, Sol veya Sağ masif ağız	RM-PSRR-109-1-1	\$109
Ekstra İnce 2:2 Dişli Formu — 11 cm veya 13 cm, asimetrik 2x2 ekstra ince diş dizilimi	RM-PSRR-109-1-2	\$109
Asimetrik 3 Dişli Sol Form — 13 cm, 3 yarı-keskin diş solda, düz ağız sağda	RM-PSRR-109-1-3	\$109

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Plester Self Retaining Retractor, dar cerrahi alanlarda stabil, eller serbest yumuşak doku ve periost retraksiyonu sağlamak için özel olarak tasarlanmış, uluslararası düzeyde kabul görmüş bir otolojik ve mikrocerrahi ekartördür. Ofset düşük profilli parmak halkalı şasisi ile tasarlanan bu alet, postauriküler ve temporal insizyonları mekanik gerilim altında açık tutarak, ameliyat mikroskopları altında açık bir görüş koridoru sağlarken asistan el yorgunluğunu ortadan kaldırır.

Çeşitli otolojik ve nöroşirürjik prosedürler için üretilen Plester Self Retaining Retractor serisi (\$109), sabit konumlandırma sağlayan ve manuel zorlanmayı azaltan entegre bir mekanik cırcır kilit sistemine sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen ürün ailesi üç ana konfigürasyon içerir: Yarı keskin ince dişli ve Sol veya Sağ dolu bıçaklı Sökülebilir Standart Model (4" veya 5" / yakl. 11 cm); derin koridorlar için optimize edilmiş asimetrik 2x2 diş dizilimine sahip Ekstra İnce 2:2 Dişli Model (11 cm veya 13 cm) ve dengeli, kontrollü yara maruziyeti için solda 3 yarı keskin diş ile sağda düz bir bıçağı birleştiren Asimetrik 3 Dişli Sol Model (13 cm).

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Plester Self Retaining Retractor'ı tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki KBB ünitelerine, nöroşirürji ameliyathanelerine ve ayaktan cerrahi merkezlerine olağanüstü mekanik stabilite, korozyon direnci ve tam klinik dayanıklılık sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest