



FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Tireoide Green

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Tireoide Green

SKU RM-GTR-223-1

\$44 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador de Tireoide Green	Comprimento total de 22.3 cm, lâmina de alça aramada aberta curva, cabo com anel — 1	\$44
Manga Protetora / Caixa	Embalagem individual de transporte — 1	\$44

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Tireoide Green é um afastador clássico para cirurgia endócrina e geral, desenvolvido especificamente para proporcionar o deslocamento atraumático de tecidos moles durante procedimentos de tireoide e paratireoide. Projetado com uma lâmina de alça aramada fenestrada aberta, este instrumento permite que as equipes cirúrgicas mobilizem suavemente os músculos esternoióideo, esternotireóideo e omoióideo para longe da glândula tireoide sem causar esmagamento tecidual ou isquemia muscular focal.

Otimizado para exposições direcionadas da tireoide, esta configuração do Afastador de Tireoide Green apresenta um comprimento total de 22.3 cm (\$44). Sua extremidade de trabalho incorpora um perfil de lâmina de alça aramada aberta e totalmente curva, que proporciona contato com uma superfície ampla enquanto permite que a luz e a visão cirúrgica passem diretamente através da fenestração. O cabo ergonômico com anel para o dedo reduz a fadiga manual do usuário e oferece uma alavancagem manual excepcional, garantindo estabilidade antiderrapante durante dissecções delicadas do nervo laríngeo recorrente.

Usinado a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Tireoide Green sob rigorosos padrões clínicos, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade completa em autoclave para salas de cirurgia hospitalares e centros de cirurgia endócrina em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest