



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Aufricht Walter Nasen-Wundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Aufricht Walter Nasen-Wundhak en

SKU RM-AWNR-1

\$69 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Aufricht Walter Nasen-Wundhaken	13.5 cm Gesamtlänge, 42 × 7 mm doppelendige Blätter	\$69
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$69

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Aufricht Walter Nasen-Wundhaken ist ein doppelendiger, handgehaltener Rhinoplastik-Retraktor, der für außergewöhnliche chirurgische Vielseitigkeit und präzisen Weichteilzug bei kosmetischen und rekonstruktiven Naseneingriffen entwickelt wurde. Durch die Integration zweier spezialisierter Arbeitsenden an einem einzigen, ausbalancierten Griff ermöglicht dieses Instrument dem Chirurgen die Anpassung an unterschiedliche Nasengewölbetiefen, ohne das Instrument wechseln zu müssen.

Dieses Modell des Aufricht Walter Nasen-Wundhakens ist für eine präzise Verfahrenskontrolle konzipiert und weist eine Gesamtlänge von 13.5 cm mit Arbeitsblättern von 42 mm Länge und 7 mm Breite auf. Die doppelendige Blatttypologie bietet unterschiedliche Blattwinkel und Krümmungsprofile, sodass chirurgische Teams mit einem Ende den Flügelknorpel sanft stützen oder mit dem gegenüberliegenden Ende den Weichteilmantel des Nasenrückens anheben können, ohne Schleimhautrisse zu riskieren.

Hergestellt aus hochwertigem medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einer blendfreien, satinierten Mattoberfläche, produziert Retractor Maker den Aufricht Walter Nasen-Wundhaken so, dass er strengen Autoklavierzyklen im Krankenhaus standhält und plastischen sowie HNO-chirurgischen Abteilungen weltweit hohe Langlebigkeit und chirurgische Präzision bietet.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest