



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Trocánter Mayor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Separador de Trocánter Mayor

SKU RM-GTR-1

\$49 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador de Trocánter Mayor	Longitud de 14.875" (37.8 cm), hoja de 25 mm de ancho × 1.5" de profundidad — 1	\$49
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual — 1	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Trocánter Mayor es un separador quirúrgico ortopédico de alta resistencia, diseñado específicamente para proporcionar un apalancamiento óseo confiable y el desplazamiento de tejidos blandos alrededor del fémur proximal y la articulación de la cadera durante la artroplastia total de cadera. Diseñado para engancharse sobre la cresta trocantérica lateral, este instrumento permite a los asistentes quirúrgicos separar los músculos glúteo medio, menor y vasto lateral fuera del campo operatorio sin desgarrar las inserciones tendinosas.

Construido para una exposición selectiva del área del trocánter mayor, esta configuración del Separador de Trocánter Mayor presenta una longitud total de herramienta extendida de 14.875 pulgadas (37.8 cm, \$49) que mantiene las manos del asistente bien alejadas del corredor quirúrgico. El extremo de trabajo incorpora un perfil de hoja de 25 mm de ancho con una profundidad de hoja de 1.5 pulgadas (3.8 cm) contorneada específicamente para asentarse de forma segura sobre los márgenes óseos trocantéricos sin deslizarse. Su mango de diseño ergonómico maximiza el control de agarre y minimiza la fatiga de la mano del usuario durante reconstrucciones articulares prolongadas.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica el Separador de Trocánter Mayor para soportar el intenso torque ortopédico y los ciclos repetidos de autoclave hospitalario, proporcionando a los equipos de artroplastia de cadera y reconstrucción de trauma en todo el mundo una durabilidad y rendimiento clínico inquebrantables.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest