



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Gerbault Tebbett's Saughaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Gerbault Tebbett's Saughaken

SKU RM-GTSR-1

\$209 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
14 cm — Saug-Retraktor	RM-GTSR-1-1	\$194
18 cm — Saugretraktor — Standard	RM-GTSR-1-2	\$209
Duale Saug- & Fiberoptik-Ausführung — Retraktor mit 3-Loch-Spitze, Saugleitung und Fiberoptik-Bündel	RM-GTSR-1-3	\$209

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Gerbault Tebbett's Saughaken ist ein erstklassiges chirurgisches Instrument für die Rhinoplastik und rekonstruktive Gesichtschirurgie, das speziell für eine überlegene Anhebung des Nasenrückenlappens, kontinuierliche Rauch- und Flüssigkeitsabsaugung sowie schattenfreie intraoperative Visualisierung entwickelt wurde. Entsprechend moderner Techniken der strukturellen und Erhaltungs-Rhinoplastik entfernt dieses Instrument Blut und Spülflüssigkeit sofort, ohne dass eine sekundäre Saugkanüle erforderlich ist.

Konzipiert für uneingeschränkte Sichtverhältnisse in engen Nasengängen, verfügt dieses Modell des Gerbault Tebbett's Saughakens über ein proprietäres Drei-Loch-Spitzendesign, das Flüssigkeiten effizient absaugt und gleichzeitig das Ansaugen von Weichteilgewebe oder einen Verschluss durch Schleimhaut verhindert. Chirurgen können das Instrument in zwei Funktionsoptionen konfigurieren: als Standardvariante (nur Saugfunktion) mit universellem Schlauchanschluss oder als Dual-Variante mit Absaugung & Glasfaserbeleuchtung (\$209), die den integrierten Saugkanal mit Hochleistungs-Glasfaserpfaden für simultane Hohlraumausleuchtung und Flüssigkeitsabsaugung kombiniert.

Gefertigt aus medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) und hochtransmissionsfähigen optischen Glasfasern mit blendfreiem Satin-Matt-Finish, liefert Retractor Maker den

Gerbault Tebbett's Saughaken unsteril und voll autoklavierbar in einer Schutzverpackung. Dies bietet Zentren für plastische, HNO- und rekonstruktive Chirurgie unnachgiebige klinische Präzision und optische Langlebigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest