



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur trachéal de Bose

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur trachéal de Bose

SKU RM-BOTR-1

\$29 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Orientation Gauche	RM-BOTR-1-1	\$29
Orientation droite	RM-BOTR-1-2	\$29

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur trachéal de Bose est un écarteur chirurgical spécialisé des voies respiratoires, conçu spécifiquement pour fournir une exposition fiable et atraumatique de la trachée lors de procédures de trachéostomie d'urgence ou électives. Conçu avec une lame en crochet anatomiquement courbée, cet instrument permet aux chirurgiens d'engager et d'élever proprement les anneaux trachéaux tout en déplaçant le fascia prétrachéal sus-jacent et le tissu de l'isthme thyroïdien.

Construit pour une traction directionnelle précise, ce modèle d'écarteur trachéal de Bose présente une longueur utile totale de 15 cm (\$29) et est proposé dans des orientations structurales Gauche et Droite au choix. Cette géométrie directionnelle dédiée offre aux équipes chirurgicales un accès latéral ciblé pour s'adapter aux différentes anatomies des patients et approches procédurales, tandis que son manche ergonomique plat assure une prise manuelle stable et antidérapante pendant la cannulation cruciale des voies respiratoires.

Fabriqué en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fournit l'écarteur trachéal de Bose non stérile et entièrement autoclavable dans un emballage de protection, offrant aux unités d'ORL, de traumatologie et de soins intensifs un instrument essentiel et résistant à la corrosion, prêt pour une utilisation opératoire fiable.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest