



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Volkmann Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Volkmann Ekartör

SKU RM-VR-SERIES-1

\$64 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
2 Dişli (Künt / Keskin) — 8 mm - 11 mm	RM-VR-SERIES-1-1	\$64
3 Dişli (Künt / Keskin) — 10 mm - 18 mm	RM-VR-SERIES-1-2	\$69
4 Dişli (Künt / Keskin) — 13 mm - 28 mm	RM-VR-SERIES-1-3	\$74
6 Dişli (Künt / Keskin) — 18 mm - 28 mm	RM-VR-SERIES-1-4	\$79
8 Dişli (Künt / Keskin) — 28 mm - 42 mm	RM-VR-SERIES-1-5	\$84

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Volkmann Ekartör, genel cerrahi, plastik cerrahi ve ortopedik prosedürlerde güvenilir, kaymaz cilt flebi elevasyonu ve yumuşak doku deplasmanı sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış, uluslararası alanda kabul görmüş bir cerrahi tırmık ekartördür. Kavisli tırmık dişleri ile tasarlanan bu alet, cerrahi asistanların kutanöz ve subkutanöz düzlemlerde doku yırtılmasına veya marjinal iskemiye neden olmadan homojen manuel karşı-traksiyon uygulamasına olanak tanır.

Deforme olmadan yüksek frekanslı otoklav sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilen bu Volkmann Ekartör serisi, kapsamlı bir boyut matrisi aracılığıyla son derece özelleştirilebilir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen alet, iki ana erişim boyutu sunar: kompakt alanlar için 11.5 cm ve derin cerrahi erişim için 22.0 cm. Cerrahlar beş diş konfigürasyonu arasından seçim yapabilir: 2 (\$64), 3 (\$69), 4 (\$74), 6 (\$79) veya 8 (\$84) diş. Güvenli, ekstra travmatik olmayan yumuşak doku manipülasyonu için tasarlanmış Künt uçlar veya yoğun fasyada optimal, kayma dirençli tutuş sağlamak için tasarlanmış Keskin uçlar seçilebilir. Uç genişliği seçenekleri 8 mm'den 42 mm'ye kadar (8, 10, 11, 13, 18, 19, 28 ve 42 mm dahil) uzanmaktadır.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Volkmann Ekartörü sıkı klinik standartlara uygun olarak üretir; dünya çapındaki ameliyathanelere, el travma ünitelerine ve rekonstrüktif kliniklere olağanüstü yapısal rijitlik, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest