



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор-веер в форме «Воздушный змей»

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор-веер в форме «Воздушный змей»

SKU RM-KSFR-299-1

\$299 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
5 mm — Прямой стержень	RM-KSFR-5S-1	\$299
5 mm — Изогнутый стержень	RM-KSFR-5C-1	\$299
10 mm — Прямой стержень	RM-KSFR-10S-1	\$299
10 mm — Изогнутый стержень	RM-KSFR-10C-1	\$299

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор-веер в форме «Воздушный змей» — это инновационный лапароскопический хирургический ретрактор, специально разработанный для обеспечения обширного, стабильного смещения внутренних органов и их подъема во время передовых лапароскопических и бариатрических процедур. Разработанный с геометрически взаимосвязанными лопастями, которые при разворачивании расширяются в анатомическую форму «воздушного змея», этот инструмент создает широкую треугольную платформу, которая равномерно поддерживает печень, желудок или петли кишечника, исключая локальные точки давления и предотвращая соскальзывание органов.

Созданный в соответствии с клиническими требованиями, эта модель ретрактора-веера в форме «Воздушный змей» (\$299) имеет универсальные варианты диаметра стержня 5 мм или 10 мм, выбираемые из четырех вариантов длины стержня: 32 см, 33 см, 35 см или удлинённый 45 см для глубоких бариатрических коридоров. Изготовленный вручную из немецкой нержавеющей стали, хирурги могут выбирать между прямым или изогнутым профилем стержня для обхода анатомических контуров. Его функциональная рукоятка включает эргономичный дизайн с интегрированными механизмами блокировки, которые надежно фиксируют расширенную геометрию «воздушного змея», в то время как дистальный конец оснащен высокомоментными вращающимися лопастями для

индивидуального многоуглового смещения тканей.

Изготовленный с антибликовым матовым покрытием, Retractor Maker производит ретрактор-веер в форме «Воздушный змей» для многократных циклов автоклавирования в больницах, обеспечивая минимально инвазивные хирургические отделения, бариатрические операционные и лапароскопические онкологические центры по всему миру исключительной структурной жесткостью, коррозионной стойкостью и полной долговечностью при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest