



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Beckmann Adson Otostatik Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Beckmann Adson Otostatik Ekartör

SKU RM-BASRR-1

\$49 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
25 mm Şaft Profili	RM-BASRR-1-1	\$49
44 mm Şaft Profili	RM-BASRR-1-2	\$59

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Beckmann Adson Otostatik Ekartör, derin spinal ve suboksipital prosedürler sırasında geniş yüzeyli, eller serbest kas ekartasyonu sağlamak üzere özel olarak geliştirilmiş ağır hizmet tipi bir cerrahi ekartördür. 31 cm'lik uzatılmış gövde yapısı sayesinde cerrahların derin çalışma koridorlarını korumasına olanak tanırken, mandallı sapları cerrahi görüş hattının güvenli bir şekilde dışında tutar.

Yüksek mekanik gerilim altında maksimum doku tutuşu için tasarlanan bu Beckmann Adson Otostatik Ekartör modeli, traksiyon kuvvetlerini yoğun kas planlarına eşit şekilde dağıtarak lokalize yırtılmaları önleyen geniş bir 5x4 uç dizisine sahiptir. Cerrahlar, sağlam fasyal kavrama için keskin uçlar veya nörovasküler dokuyu korumak için künt uçlar arasında seçim yapabilir; bu uçlar 25 mm (\$49) veya 44 mm (\$59) şaft çapı profili ile eşleştirilir. Parmak halkalı kilit mekanizması, mikro kademeli adımlarla güvenli bir şekilde kilitlebilir.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilen Retractor Maker markalı Beckmann Adson Otostatik Ekartör, yüksek karşı traksiyona dayanacak şekilde üretilmiştir ve spinal, ortopedik ve nöroşirürji bölümlerine güvenilir dayanıklılık ve tam otoklav uyumluluğu sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest