



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de tejidos blandos Wassmund

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de tejidos blandos Wassmund

SKU RM-WSTR-21-1

\$49 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador de tejidos blandos Wassmund	Longitud total de 21 cm, hoja lisa de 33 x 20 mm, mango plano	\$49
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador de tejidos blandos Wassmund es un separador esencial para cirugía oral, maxilofacial y plástica facial, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento seguro y atraumático de los tejidos blandos y protección del colgajo mucoperiostico durante intervenciones ortognáticas y dentales. Diseñado con una cara de hoja anatómicamente curva, este instrumento permite a los cirujanos movilizar las mejillas, los labios y el periostio de forma limpia, manteniéndolos alejados de las fresas de alta velocidad y las sierras óseas sin causar desgarros en la mucosa.

Construido para proporcionar un equilibrio óptimo entre el alcance de la exposición y la destreza manual, esta configuración del separador de tejidos blandos Wassmund presenta una longitud total de la herramienta de 21 cm (\$49). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), las dimensiones de su extremo de trabajo miden 33 mm de largo x 20 mm de ancho. El diseño estructural incorpora una configuración de hoja suave de un solo extremo para uso manual, optimizada para la manipulación segura de tejidos sin trauma por desgarro localizado. El mango ergonómico plano asegura que los asistentes quirúrgicos mantengan una contracción manual estable durante procedimientos maxilofaciales extensos.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el separador de tejidos blandos Wassmund para resistir ciclos de esterilización en autoclave de alta frecuencia, proporcionando a las salas de cirugía oral, centros de implantología dental y clínicas maxilofaciales de todo el mundo una rigidez estructural

excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest