



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de lambeaux Maxwell Flap Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de lambeaux Maxwell Flap Retractor

SKU RM-MFR-4IN-1

\$29 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Modèle 22 mm de large	RM-MFR-4IN-1-1	\$29
38 mm configuration large	RM-MFR-4IN-1-2	\$34

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Maxwell Flap Retractor est un écarteur manuel spécialisé pour la chirurgie plastique et reconstructrice, conçu spécifiquement pour assurer une élévation ferme et antidérapante des lambeaux cutanés lors de rhytidectomies, de blépharoplasties et de procédures sur les tissus mous. Doté de griffes acérées de type râteau, cet instrument permet aux chirurgiens d'appliquer une contre-traction manuelle uniforme sur les plans cutanés et sous-cutanés sans provoquer de déchirure dermique focale.

Conçu pour un contrôle manuel délicat dans les espaces opératoires restreints, ce Maxwell Flap Retractor conserve une longueur totale de 4 pouces (10.2 cm), offrant aux assistants opératoires une sensibilité tactile exceptionnelle du bout des doigts. Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la lame de travail intègre une disposition à 4 griffes acérées disponible en deux largeurs d'extrémité : une version de 22 mm de large (\$29) pour les lambeaux faciaux localisés et une version élargie de 38 mm (\$34) pour le décollement large des joues et du cou. Son manche plat ergonomique garantit une prise en main stable et sans fatigue.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit le Maxwell Flap Retractor pour résister aux cycles répétés d'autoclave hospitalier, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité complète pour les cliniques de chirurgie esthétique et plastique faciale du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest