



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Externa I.M.A. French Pattern para
Ministernotomia

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Afastador Externa I.M.A. French Pattern para Ministernotomia

SKU RM-FPMS-429-1

\$429 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Estrutura de Trilho Deslizante de Linha Média de Baixo Perfil	Trilho guia miniaturizado otimizado para acessos de ministernotomia
1	Componente de Lâmina Externa Miniatura	Placa retangular lisa de 30 mm x 20 mm para distribuição de força na parede óssea
2	Lâminas de Micro-Garra Externa	Ganchos de fixação curvos duplos com extremidades de trabalho de 43 mm ou 50 mm
3	Travas de Rosca Manuais Integradas	Conjuntos de rosca de giro rápido para fixar configurações de abertura individuais
2	Braços de Extensão de Pinça Aerodinâmicos	Layout de chassis leve finalizado com bordas externas completamente lisas
1	Caixa / Armazenamento Protetor	Embalagem de transporte padrão

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Externa I.M.A. French Pattern para Ministernotomia é um afastador cirúrgico cardíaco especializado para procedimentos minimamente invasivos, projetado especificamente para fornecer elevação externa unilateral segura e exposição através de incisões de esternotomia parcial e ministernotomia. Projetado com um trilho guia de baixo perfil e módulos de lâmina compactos, este instrumento permite que os cirurgiões cardíacos acessem a artéria mamária interna e o mediastino anterior através de aberturas externas superiores ou inferiores limitadas, sem causar fraturas ósseas.

Construído conforme as especificações de diretrizes clínicas, este conjunto completo do Afastador Estral I.M.A. French Pattern para Ministernotomia (\$429) apresenta uma estrutura de trilho deslizante de linha média de baixo perfil, otimizada para abertura suave em corredores confinados. Fabricado à mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), as dimensões da lâmina estral primária medem 30 mm × 20 mm (20 mm de largura × 30 mm de comprimento) para distribuir a força uniformemente contra a parede óssea cortada. O inventário de acessórios modulares incorpora lâminas duplas de micro-garras estrais disponíveis com extremidade de trabalho de 43 mm ou 50 mm de profundidade, fixadas por três travas de rosca manuais integradas para eliminar a fadiga do assistente.

Forjado com um acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Estral I.M.A. French Pattern para Ministernotomia para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo às salas de cirurgia cardíaca minimamente invasiva, centros de válvula aórtica e salas de operação híbridas em todo o mundo rigidez estrutural excepcional, resistência à corrosão e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)