



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор головки плечевой кости Humeral Head
Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ретрактор головки плечевой кости Humeral Head Retractor

SKU RM-HHR-ORTHO-1

\$84 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
8 ¾" (22.23 cm) — Изогнутый стержень, угловое кольцевидное лезвие	RM-HHR-ORTHO-1-1	\$84
9.0" (22.86 cm) — Изогнутый стержень, угловое кольцевидное лезвие	RM-HHR-ORTHO-1-2	\$89
10.0" (25.40 cm) — Изогнутый стержень, кольцевидное лезвие под углом	RM-HHR-ORTHO-1-3	\$94
11.0" (27.94 cm) — Изогнутый стержень, угловое кольцевидное лезвие	RM-HHR-ORTHO-1-4	\$99

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Humeral Head Retractor — это специализированный ортопедический хирургический инструмент, разработанный специально для обеспечения надежного рычажного воздействия на кость и смещения мягких тканей во время тотального и реверсивного эндопротезирования плечевого сустава. Благодаря анатомически изогнутому стержню и наклонному кольцеобразному профилю лезвия, этот ретрактор надежно охватывает проксимальный отдел плечевой кости, смещая ее назад от края гленоида без соскальзывания в близлежащие нейрососудистые зоны.

Разработанная для полной адаптации к процедурам у пациентов разного телосложения, серия Humeral Head Retractor предлагается в четырех вариантах общей длины: 8 ¾ дюймов (\$84), 9 дюймов (\$89), 10 дюймов (\$94) и удлиненный вариант 11 дюймов (\$99) для глубоких мышечных каналов или бариатрических операций на плече. Контурные края лезвия равномерно распределяют тяговое усилие

по кортикальной кости, в то время как усиленная рукоятка обеспечивает ассистентам устойчивую силу ручного натяжения, снижая усталость рук во время длительного рассверливания гленоида и установки компонентов.

Изготовленный из высококачественной медицинской хирургической нержавеющей стали с безбликовым сатиновым матовым покрытием, Retractor Maker производит Humeral Head Retractor, способный выдерживать огромный ортопедический крутящий момент и многократные циклы автоклавирования, обеспечивая командам реконструктивной хирургии плеча и спортивной медицины по всему миру бескомпромиссную клиническую долговечность, коррозионную стойкость и хирургическую точность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest