



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Fischl en forme de chausse-pied

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Fischl en forme de chausse-pied

SKU RM-FSHR-16-1

\$24 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Fischl Shoe Horn Retractor	Longueur totale 16 cm, lame spatulée courbe	\$24
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$24

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Fischl est un instrument chirurgical manuel spécialisé, conçu pour assurer un déplacement atraumatique des tissus mous et une séparation des plans tissulaires lors d'interventions plastiques, générales et reconstructives. Doté d'une lame spatulée aux contours ultra-lisses, cet instrument permet aux chirurgiens de guider les implants, de soulever les lambeaux cutanés délicats et d'écarter les berges opératoires sans provoquer de traumatisme par friction ni de contusions périphériques.

Conçu pour une utilité clinique polyvalente, cette configuration de l'écarteur Fischl présente une longueur totale de 16 cm (\$24). Sa lame de travail intègre un profil légèrement concave qui s'insère sans effort dans les tunnels chirurgicaux étroits, offrant une contre-traction sur une surface large qui prévient la nécrose par pression focale. Le manche plat ergonomique offre un retour tactile exceptionnel, permettant aux assistants opératoires de maintenir une déflexion tissulaire stable tout au long des dissections prolongées.

Forgé à partir d'un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur Fischl selon des normes cliniques strictes, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité totale à l'autoclave pour les blocs opératoires et les cliniques de chirurgie esthétique du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest