



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Hoyos Ekartör Sistemi

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hoyos Ekartör Sistemi

SKU RM-HRS-1

\$1,999 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Hoyos Distal Ekartör Kısa	Kesi yerlerine daha yakın erişim için kısa boy distal retraksiyon bıçağı seçeneği
1	Hoyos Distal Ekartör Uzun	Daha derin doku erişimi için uzun boy distal retraksiyon bıçağı seçeneği
1	Hoyos Proksimal Ekartör Uzun	Proksimal sınır elevasyonu için uzun boy proksimal retraksiyon bıçağı bileşeni
1	Remora Ekartör	Kaymayı azaltmak için tasarlanmış özel traksiyon ekartör bıçağı
1	Kilitli Destek Çubuğu	Ekartör kollarını ana üst çerçeveye bağlar
1	Hoyos Ekartör Sistemi için Masa Klempi	Dikey sütunu ameliyat masası rayına sabitler
1	Hoyos Yatay Uzatma Çubuğu	Çerçeveyi cerrahi alan üzerinde yatay olarak uzatır
1	Hoyos Dikey Sütun	Montaj çerçevesini destekleyen ana dikey sütun

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Hoyos Ekartör Sistemi, ileri estetik ve rekonstrüktif plastik cerrahinin zorlu yumuşak doku maruziyet gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış, masaya monte birinci sınıf bir cerrahi ekartör platformudur. Ameliyat masası yan rayına rijit bir şekilde monte edilen bu sistem, manuel retraksiyon yorgunluğunu ortadan kaldırarak cerrahi ekiplerin kapsamlı abdominal ve vücut şekillendirme operasyonları sırasında sürekli ve simetrik bir doku flebi elevasyonu sürdürmesine olanak tanır.

Modern estetik prosedürler için özel olarak tasarlanan Hoyos Ekartör Sistemi; masa klemp, dikey destek sütunu, yatay uzatma çubuğu ve birbirine kilitlenen destek çubuğundan oluşan 8 parçalı modüler bir çerçeveye sahiptir. Ekartör seti; kısa distal ekartör, uzun distal ekartör, uzun proksimal ekartör ve doku nekrozuna yol açmadan subkutan yağ dokusu ve fasiyal planlarda güvenli tutuş sağlamak üzere tasarlanmış özel kaymaz Remora ekartör bıçağını içerir.

Yansıma önleyici saten kaplamalı, tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten ve yüksek mukavemetli metal alaşımlardan işlenen Retractor Maker, tam Hoyos Ekartör Sistemi'ni steril olmayan şekilde ve ağır hizmet tipi alüminyum sterilizasyon konteyneri içinde tam otoklavlanabilir olarak sunarak hızlı döngü ve maksimum prosedürel hassasiyet sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest