



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Lateral para la Almohadilla Adiposa

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Lateral para la Almohadilla Adiposa

SKU RM-LFPR-10IN-1

\$84 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Lateral Fat Pad Retractor	Dimensiones / Detalles: longitud total de 10" (25.4 cm), hoja curva pulida de 41 mm de ancho · Cantidad incluida: 1	\$84
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de tránsito individual · Cantidad incluida: 1	\$84

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Lateral para la Almohadilla Adiposa es un instrumento quirúrgico ortopédico indispensable, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento seguro y atraumático de la almohadilla adiposa infrapatelar y los tejidos sinoviales circundantes durante la artroplastia total de rodilla. Diseñado con una hoja ancha y curva, este separador permite a los equipos quirúrgicos mantener las estructuras adiposas alejadas del compartimento lateral, exponiendo la meseta tibial y el menisco lateral para su resección.

Construido para maximizar la retroalimentación táctil y la eficiencia del procedimiento, esta configuración cuenta con una longitud total de 10 pulgadas (25.4 cm). Forjado a mano en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), su extremo de trabajo incorpora un perfil de hoja curva de 41 mm de ancho con una superficie pulida, diseñada específicamente para minimizar la fricción tisular y evitar el desgarro de los delicados lóbulos adiposos. El mango de alta resistencia proporciona a los asistentes quirúrgicos una palanca manual estable durante la preparación prolongada de la articulación.

Con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker produce este separador para soportar cargas mecánicas pesadas y repetidos ciclos de autoclave hospitalario, proporcionando a los equipos de reconstrucción ortopédica una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y total confiabilidad clínica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest