



FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Digital Meyerding

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Digital Meyerding

SKU RM-MFR-178-1

\$39 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	3 Puntas, Agudas	Dimensiones (Largo × Ancho): 9.5 mm × 3.9 mm · Función clínica principal: Agarre dérmico antideslizante y elevación de colgajos cutáneos pequeños · Precio (USD): \$39.00
1	Perfil Dentado	Dimensiones (Largo × Ancho): 3.1 mm × 6.3 mm · Función clínica principal: Exposición focalizada de vainas tendinosas y sujeción de márgenes fibrosos · Precio (USD): \$39.00
1	Perfil Dentado	Dimensiones (Largo × Ancho): 4.7 mm × 15.8 mm · Función clínica principal: Retracción fascial intermedia y reconstrucción tendinosa · Precio (USD): \$39.00
1	Perfil Romo	Dimensiones (Largo × Ancho): 3.1 mm × 9.5 mm · Función clínica principal: Retracción neurovascular atraumática y exposición digital · Precio (USD): \$39.00
1	Perfil Romo	Dimensiones (Largo × Ancho): 6.3 mm × 17.4 mm · Función clínica principal: Elevación amplia de tejidos blandos y exposición de ligamentos de la mano · Precio (USD): \$39.00
1	Funda / Caja protectora	Dimensiones (Largo × Ancho): Embalaje de tránsito estándar · Función clínica principal: — · Precio (USD): Incluido

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Digital Meyerding es un instrumento quirúrgico manual especializado, diseñado específicamente para proporcionar una elevación delicada y antideslizante de colgajos cutáneos y retracción de tejidos blandos durante procedimientos de mano, cirugía plástica y cirugía general menor. Diseñado con un vástago ergonómico que conecta diversas terminaciones activas, este instrumento permite a los equipos quirúrgicos movilizar márgenes cutáneos y vainas tendinosas de forma limpia sin causar contusiones por presión localizada.

Construido con una matriz de selección altamente adaptable, este Separador Digital Meyerding mantiene una longitud total de 17.8 cm (\$39). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento ofrece perfiles de cuerpo seleccionables (Corto, Largo o Curvo) y designaciones de modelo del Estilo #1 al #6. Las opciones de tipo de hoja incluyen: 3 Puntas Agudas (9.5 × 3.9 mm de ancho), Perfiles Dentados (3.1 × 6.3 mm y 4.7 × 15.8 mm) y Perfiles Romos (3.1 × 9.5 mm y 6.3 × 17.4 mm). Su mango ergonómico garantiza una palanca manual sin fatiga para los asistentes quirúrgicos.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejos, Retractor Maker fabrica el Separador Digital Meyerding para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, ofreciendo alta resistencia a la corrosión, rigidez estructural y durabilidad clínica completa para clínicas de cirugía de mano y quirófanos de plástica en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest