



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Sistema de Afastador Bookwalter GYN

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023




SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Sistema de Afastador Bookwalter GYN

SKU RM-BGRS-1

\$1,699 USD


LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Poste de Campo	12" (30 cm)
1	Acoplador de Poste	Padrão
1	Barra Horizontal	Padrão
4	Mecanismos de Catraca com Inclinação	Multiangular
1	Anel Perineal com Entalhes	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Lâminas Vaginais Laterais	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Lâmina Vaginal Posterior	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	Lâmina Deaver	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Lâmina Deaver	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	Caixa de Esterilização	Estojo Protetor

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Sistema de Afastador Bookwalter GYN é um afastador autoestático montado na mesa, projetado para fornecer exposição estável e mãos-livres durante procedimentos ginecológicos e vaginais. Sua estrutura modular combina um poste de campo, barra de suporte horizontal, anel perineal com entalhes e mecanismos de catraca com inclinação ajustável para fixar as lâminas selecionadas ao redor do campo operatório.

A configuração GYN inclui um anel perineal com entalhes de $9\frac{1}{2}'' \times 14\frac{1}{2}''$, quatro mecanismos de catraca com inclinação multiangular, lâminas vaginais laterais e posteriores, e duas lâminas Deaver. O conjunto completo é fornecido em uma caixa de esterilização dedicada para armazenamento e processamento organizados.

O Sistema de Afastador Bookwalter GYN é fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) não magnético e é fornecido não estéril. Ele é projetado para ser reutilizável e autoclavável, devendo ser limpo e esterilizado antes do uso de acordo com os procedimentos validados da instituição de saúde.

A Retractor Maker fornece o Sistema de Afastador Bookwalter GYN diretamente para hospitais, distribuidores e outros clientes B2B.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest