



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Krasky Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Krasky Ekartör

SKU RM-KRK-28-1

\$99 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Krasky Ekartör	Boyutlar / Detaylar: 28 cm toplam uzunluk, 50 x 25 mm bıçak, 6 keskin diş · Dahil Olan Miktar: 1	\$99
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı · Dahil Olan Miktar: 1	\$99

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Krasky Ekartör, büyük abdominal ve ortopedik prosedürler sırasında güvenilir, kaymayan kas deplasmanı ve yara kenarı ekarte edilmesi sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmış vazgeçilmez bir derin boşluk cerrahi aletidir. Uzatılmış kavisli bıçağı ile tasarlanan bu ekartör, cerrahi asistanların operasyon alanına kaymadan ağır doku kütleleri üzerinde sabit karşı traksiyon uygulamasına olanak tanır.

Ağır cerrahi karşı traksiyon için üretilen bu özel Krasky Ekartör konfigürasyonu, 28 cm (\$99) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf cerrahi sınıf Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen çalışma ucu, yoğun fibröz dokulara ve kalın kas düzlemlerine güvenli bir şekilde tutunan 6 adet keskin tırmık tipi dişle donatılmış 50 mm uzunluğunda ve 25 mm genişliğinde kavisli bir bıçak geometrisine sahiptir. Ergonomik sap, cerrahi asistanlara üstün manuel kaldırma gücü sağlayarak çok saatli cerrahi prosedürler sırasında el yorgunluğunu azaltır.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Krasky Ekartör'ü hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir; bu da dünya çapındaki genel, ortopedik ve travma cerrahi ekiplerine olağanüstü korozyon direnci, yapısal sertlik ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest