



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Vaginal Breisky

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Vaginal Breisky

SKU RM-BVR-1

\$89 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	100 mm × 25 mm — 28 cm a 36 cm	Exposición vaginal superficial e introito — \$89.00
1	100 mm × 35 mm / 40 mm — 28 cm a 36 cm	Sujeción amplia de la pared vaginal anterior/posterior — \$89.00
1	130 mm × 20 mm / 30 mm — 28 cm a 36 cm	Exposición intermedia de la cúpula vaginal — \$94.00
1	130 mm × 40 mm — 28 cm a 36 cm	Reconstrucción profunda del suelo pélvico — \$94.00
1	140 mm × 35 mm — 28 cm a 36 cm	Acceso cervical en histerectomía vaginal — \$99.00
1	160 mm × 20 mm / 35 mm — 28 cm a 36 cm	Acceso a cúpula profunda en anatomía múltipara — \$99.00
1	180 mm × 25 mm — 28 cm a 36 cm	Acceso apical y pélvico de máxima profundidad — \$104.00
1	Funda / Caja protectora	Embalaje estándar — Incluido

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador vaginal Breisky es un retractor quirúrgico de primer nivel para ginecología y reconstrucción pélvica, diseñado específicamente para ofrecer una visualización profunda y sin obstrucciones de la cúpula vaginal y el cuello uterino. Diseñado con una hoja de espátula alargada y lisa que se curva suavemente en su punta distal, este instrumento deprime la pared vaginal y desplaza los tejidos blandos circundantes sin pellizcar ni lacerar la mucosa.

Construido para adaptarse a la anatomía variable de las pacientes y a procedimientos pélvicos profundos, el separador vaginal Breisky se ofrece en longitudes totales seleccionables de 28 cm (\$89), 31 cm (\$94), 33.5 cm (\$99) y 36 cm (\$104), con tiradas de producción extendidas que admiten perfiles de hasta 15.25 pulgadas (38.73 cm). Los cirujanos pueden elegir entre 10 dimensiones de hoja distintas que van desde 100 × 25 mm hasta 180 × 25 mm. Su mango plano y ranurado, con ángulo ergonómico, proporciona a los asistentes quirúrgicos una contratracción constante y un control antideslizante durante operaciones pélvicas prolongadas.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado mate satinado sin reflejos, Retractor Maker fabrica el separador vaginal Breisky para soportar ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los equipos de obstetricia, ginecología y uroginecología una alta resistencia a la corrosión y una durabilidad confiable.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest