



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Gonzalez Gluteal S-Shaped Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Gonzalez Gluteal S-Shaped Retractor

SKU RM-GGSR-1

\$39 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
18.1 cm (18 cm) — 20 mm	RM-GGSR-1-1	\$39
20.0 cm — 20 mm	RM-GGSR-1-2	\$44

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Gonzalez Gluteal S-Shaped Retractor, gluteoplasti ve kalça büyütme prosedürleri sırasında geniş, atravmatik kas ve yumuşak doku deplasmanı sağlamak için özel olarak tasarlanmış temel bir estetik plastik cerrahi aletidir. Anatomik çift kavisli S-şekilli gövdesi ile cerrahların kalın adipoz tabakalar etrafında manevra yapmasına ve gluteus maximus kasını temiz bir şekilde ekartörle kaldırarak silikon implant yerleşimi için engelsiz bir cep oluşturmasına olanak tanır.

Değişken cerrahi derinlikler için üretilen bu Gonzalez Gluteal S-Shaped Retractor modeli, 20 mm sabit uç genişliğini korurken iki fonksiyonel uzunluk seçeneği sunar: Standart erişim için 18.1 cm (18 cm, \$39) ve derin kas diseksiyonu için uzatılmış 20 cm (\$44) profil. Pürüzsüz, konturlu uç kenarları fibröz doku düzlemlerinde lokalize makaslama yaralanmalarını önlerken, dengeli ergonomik sapı, cerrahi asistanlara çok saatli estetik prosedürler boyunca sabit ve yorulmadan manuel kaldırma gücü sağlar.

Yansıma önleyici saten mat kaplamalı tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten hassas bir şekilde üretilen Retractor Maker imzalı Gonzalez Gluteal S-Shaped Retractor, tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir; dünya çapındaki estetik ve rekonstrüktif plastik cerrahi kliniklerine yüksek korozyon direnci, sarsılmaz yapısal sertlik ve tam klinik güvenilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest