



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Autoestático Judd-Masson

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Autoestático Judd-Masson

SKU RM-JMSR-399-1

\$399 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Estrutura de Base Autoestática Reforçada	Chassi multiponto projetado para ampla visibilidade 3D
2	Lâminas Laterais Planas Fixas	Painéis externos de 69 mm de profundidade com fenestrações protetoras de 90 graus
1	Componente da Lâmina Central Ajustável	Lâmina plana sólida configurada para contornar com segurança estruturas orgânicas internas
1	Conjunto de Trava de Cremalheira Manual Dupla	Clipes de travamento mecânico duplo para gerenciar a expansão de ambos os sistemas de lâminas
2	Hastes de Afastamento Ergonômicas	Cabos estruturados leves construídos com bordas suaves para proteção tecidual
1	Caixa / Armazenamento Protetor	Embalagem padrão de transporte

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Autoestático Judd-Masson é um sistema de afastamento cirúrgico urológico e pélvico reconhecido internacionalmente, projetado especificamente para fornecer deslocamento visceral e de tecidos moles multidirecional e seguro durante procedimentos urológicos suprapúbicos abertos. Projetado com um chassi multiponto ultra-rígido, este instrumento mantém a parede abdominal, os músculos retos e as margens da bexiga abertos sob tensão mecânica travada, eliminando a fadiga manual do assistente enquanto preserva um corredor visual amplo e estático no lúmen da bexiga.

Construído conforme especificações clínicas, este conjunto completo do Afastador Autoestático Judd-Masson (\$399) apresenta uma estrutura de base autoestática robusta, projetada para ampla visibilidade 3D dentro dos espaços pélvico e abdominal. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o sistema possui uma profundidade estrutural operatória padrão de 68 mm, combinada com um perfil de profundidade de lâmina lateral de 69 mm em painéis de tecido voltados para fora com fenestrações protetoras de 90 graus. Sua lâmina central plana sólida e ajustável contorna com segurança as estruturas orgânicas internas profundas, enquanto o conjunto de trava de cremalheira manual dupla gerencia as configurações de expansão para ambos os sistemas de lâminas até um limite máximo de trilho horizontal de 120 mm.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Autoestático Judd-Masson para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo aos centros cirúrgicos de urologia, centros de reconstrução pélvica e suítes de cirurgia geral em todo o mundo estabilidade mecânica excepcional, resistência à corrosão e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest