



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Kolbel Omuz Ekartör Gövdesi

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Kolbel Omuz Ekartör Gövdesi

SKU RM-KSRF-23-1

\$159 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Küçük — 36 mm x 36 mm bıçak	RM-KSRF-23-1-1	\$159
Orta Boy — 53 mm x 36 mm bıçak	RM-KSRF-23-1-2	\$169
Büyük — 68 mm x 36 mm bleyd	RM-KSRF-23-1-3	\$179

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Kolbel Shoulder Retractor Frame, total ve ters omuz artroplastisi sırasında güvenilir, çok yönlü yumuşak doku ekartasyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış, uluslararası alanda tanınan kendinden tutmalı bir ortopedik alettir. Değiştirilebilir modüler uçları destekleyecek şekilde tasarlanan bu gövde, cerrahların deltoid, pektoralis majör ve birleşik tendonu aynı anda ekarte etmesine olanak tanıyarak glenohumeral eklem üzerinde geniş, eller serbest bir cerrahi koridor oluşturur.

Ekartasyon sırasında değişen yapısal derinliklere uyum sağlamak üzere kapsamlı bir kitin parçası olarak üretilen bu Kolbel Shoulder Retractor Frame, 23 cm (9 inches, \$159) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf cerrahi sınıf Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen şasi, hastaya özgü omuz anatomisine sorunsuz bir şekilde uyum sağlamak için artiküle olan serbest hareketli döner kollarla donatılmıştır. Entegre mekanik cırcırlı dişliler, yoğun kas gerilimi altında sabit karşı çekiş sağlayarak glenoid hazırlığı sırasında manuel asistan yorgunluğunu ortadan kaldırır.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, ağır mekanik yüklere ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde Kolbel Shoulder Retractor Frame üretmektedir; bu ürün dünya çapındaki omuz rekonstrüksiyonu ve spor hekimliği üniteleri için yüksek korozyon direnci, pürüzsüz dişli takibi ve tam klinik dayanıklılık sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest