



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Роторасширитель Orringer Cheek Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Роторасширите ль Orringer Cheek Retractor

SKU RM-OCR-4IN-1

\$49 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Orringer Cheek Retractor	Длина 4" (10.16 см), ширина 3" (8 см), самодержащийся пружинный	\$49
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортировочная упаковка	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Роторасширитель Orringer Cheek Retractor является незаменимым инструментом в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, разработанным специально для обеспечения двусторонней фиксации щек и губ без участия рук ассистента. Благодаря анатомическому пружинному каркасу прибор автоматически удерживает преддверие рта широко открытым, предоставляя операционной бригаде обширное статичное визуальное поле для работы на обеих зубных дугах.

Модель выполнена в стандартной конфигурации, сбалансированной для максимального удобства пациента и эффективности процедур. Данный Orringer Cheek Retractor имеет общую длину 4 дюйма (10.16 см) при ширине рабочей части 3 дюйма (8 см) (\$49). Инструмент изготовлен из высококачественной немецкой нержавеющей стали хирургического класса. Простая и надежная самодержащаяся конструкция использует гладкие контурные проволоочные петли, которые безопасно удерживают губные комиссуры, не защемляя слизистую и не вызывая разрывов тканей.

Retractor Maker производит Orringer Cheek Retractor с антибликовым сатиновым матовым покрытием, способным выдерживать многократные циклы автоклавирования. Инструмент обладает высокой коррозионной стойкостью, упругим натяжением пружины и долговечностью, что делает его идеальным выбором для центров дентальной имплантологии и клиник челюстно-лицевой хирургии по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest