



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Morse-Favaloro Rippensperrer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Morse-Favaloro Rippensperrer

SKU RM-MFRS-160-1

\$269 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Parallele Gleitschienen-Rahmenkonstruktion	Leichte Führungsschiene aus Aluminium, die als Expansionschassis dient
4 (2 Paare)	Bewegliche abgewinkelte laterale Valven	17 mm × 22 mm große, vierfach verstellbare Blätter, die sich den Rippen anpassen
1	Gewindeschraubverschluss	Integrierter Arretierbolzen zur Fixierung der Valven bei optimaler Retraktion
2	Ergonomische Retraktionsschenkel	Konische Aluminium-Griffschenkel mit glatten Außenkanten
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Morse-Favaloro Rippensperrer ist ein essenzieller kardiothorakaler Wundspreizer, der speziell für die sichere, konturierte interkostale Rippenseparation und anteriore Thoraxexposition bei Koronarrevaskularisationen und Lungenoperationen entwickelt wurde. Ausgestattet mit mehrfach positionierbaren, beweglichen Valven, ermöglicht dieses Instrument das präzise Schwenken und Anpassen der lateralen Blätter an die Rippenkrümmung des Patienten, wodurch die Distraktionslasten gleichmäßig verteilt werden, um fokale periostale Prellungen oder Rippenfrakturen zu vermeiden.

Diese für die präzise chirurgische Kontrolle konzipierte Morse-Favaloro Rippensperrer-Konfiguration verfügt über eine horizontale Spreizweite von 160 mm (\$269). Die beweglichen lateralen Valven (17 mm × 22 mm) bestehen aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) und sind auf einer leichten Führungsschiene aus Aluminium montiert, optimiert für die präzise Knochenanpassung bei Standard-

und empfindlichen Thoraxkörben. Die vier beweglichen Valven (zwei pro Schenkel) lassen sich über einen integrierten Gewindeschraubverschluss bei optimaler Retraktion fixieren, während die konisch zulaufenden Aluminium-Schenkel glatte Außenkanten zum Schutz des angrenzenden Weichgewebes aufweisen.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Morse-Favaloro Rippensperrer so, dass er repetitiven Autoklavierzyklen standhält. Damit bietet er Zentren für Herzchirurgie, Thoraxkliniken und herzchirurgischen Operationssälen weltweit außergewöhnliche mechanische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest