



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Autoestático Deep Gelpi

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Separador Autoestático Deep Gelpi

SKU RM-DGSRR-1

\$129 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
7 ½" (aprox. 19.0 cm) — Chasis angulado, dientes agudos hacia afuera — Laminectomía lumbar estándar y exposición articular	RM-DGSRR-1-1	\$129
10 ½" (aprox. 26.7 cm) — Chasis angulado extendido, dientes agudos hacia afuera — Fusión espinal multinivel, bariátrica y pélvica profunda	RM-DGSRR-1-2	\$139

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Autoestático Deep Gelpi es un separador quirúrgico especializado, diseñado específicamente para proporcionar una retracción potente y manos libres de tejidos blandos y músculos durante operaciones profundas de columna, ortopedia y pelvis. Diseñado con puntas afiladas orientadas hacia afuera sobre un chasis en ángulo, este separador se ancla de forma segura en los bordes fasciales densos y el músculo paraespinal, estableciendo un corredor quirúrgico inamovible sin asistencia manual.

Diseñado para la exposición de cavidades profundas, esta configuración del Separador Autoestático Deep Gelpi presenta un chasis de trabajo en ángulo que mantiene los mangos de anillas planos contra los contornos del paciente, evitando interferencias con herramientas de navegación quirúrgica y microscopios. Los cirujanos pueden elegir entre dos longitudes de trabajo: 7 ½ pulgadas (\$129) para corredores espinales estándar o un alcance extendido de 10 ½ pulgadas (\$139) para procedimientos pélvicos profundos y lumbares bariátricos. Su cierre de cremallera mecánica de alta resistencia mantiene una tensión continua sin deslizamientos.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado satinado mate libre de reflejos, Retractor Maker fabrica el Separador

Autoestático Deep Gelpi para resistir la fuerte contracción muscular, proporcionando a neurocirujanos, cirujanos de columna y equipos de trauma ortopédico una durabilidad excepcional y compatibilidad total con autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest