



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Murphy Ball

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор Murphy Ball

SKU RM-MBR-35-1

\$39 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
2.0 mm сферический наконечник	RM-MBR-35-1-1	\$39
3.0 mm сферический наконечник	RM-MBR-35-1-2	\$39
4.0 mm Сферический кончик	RM-MBR-35-1-3	\$39

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Murphy Ball является незаменимым ручным хирургическим инструментом, разработанным специально для безопасной атравматичной ревизии тканей, манипуляций с нервами и смещения сосудов в глубоких хирургических полостях. Благодаря идеально гладкому сферическому наконечнику этот ретрактор бережно захватывает деликатные трубчатые структуры, позволяя хирургу мобилизовать тканевые слои без риска случайного прокола, разрыва или повреждения интимы.

Созданный для работы в труднодоступных зонах, данный ретрактор Murphy Ball имеет общую длину 35 см (\$39), что обеспечивает исключительный доступ при операциях на органах малого таза, позвоночнике и в брюшной полости. Изготовленная вручную из высококачественной хирургической немецкой нержавеющей стали, рабочая часть имеет геометрию крючка с углом 60 градусов и доступна с наконечниками диаметром 2.0 mm, 3.0 mm или 4.0 mm. Закругленные сферические кончики облегчают манипуляции, минимизируя риск пункционной травмы. Сбалансированная рукоятка обеспечивает точную тактильную обратную связь.

Инструмент Retractor Maker с антибликовым матовым покрытием выдерживает многократные циклы автоклавирования, обеспечивая операционные залы общей, спинальной и сосудистой хирургии по всему миру изделиями с исключительной коррозионной стойкостью, жесткостью конструкции и долговечностью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)