



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Labios y Mejillas

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Labios y Mejillas

SKU RM-LCR-26-1

\$49 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador de Labios y Mejillas	Dimensiones / Detalles: 26 cm de longitud total, hoja atraumática curva, mango plano · Cantidad incluida: 1	\$49
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de tránsito individual · Cantidad incluida: 1	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Labios y Mejillas es un retractor quirúrgico esencial para cirugía oral, maxilofacial y dental, diseñado específicamente para el desplazamiento seguro y atraumático de labios, mejillas y mucosa oral durante intervenciones mandibulares y ortognáticas. Diseñado con una hoja curva que se adapta suavemente al sobre tejido bucal, este separador protege los tejidos blandos de fresas rotatorias y sierras, manteniendo un corredor visual amplio.

Construido para optimizar la accesibilidad del maxilar inferior en corredores intraorales profundos, esta configuración dedicada del Separador de Labios y Mejillas cuenta con una longitud total de 26 cm (\$49). Fabricado artesanalmente con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), su alcance extendido permite que los asistentes quirúrgicos mantengan una contracción estable desde fuera del campo operatorio, evitando la aglomeración alrededor de los arcos dentales. Los bordes de la hoja, suavemente pulidos, distribuyen la fuerza de sujeción uniformemente a través de las capas mucosas, previniendo contusiones o desgarros tisulares localizados.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador de Labios y Mejillas para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a las clínicas de cirugía oral y reconstrucción facial en todo el mundo una alta resistencia a la corrosión, rigidez estructural inquebrantable y

durabilidad total en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest