



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Kelly-Cabo Lamb

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Kelly-Cabo Lamb

SKU RM-KLR-LH-1

\$94 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	51 mm de comprimento x 63 mm de largura	Comprimento Total: 24 cm · Função Clínica Primária: Afastamento padrão da parede abdominal e muscular intermediário · Preço (USD): \$94.00
1	63 mm de comprimento x 76 mm de largura	Comprimento Total: 24 cm · Função Clínica Primária: Deslocamento visceral de assoalho pélvico profundo e laparotomia · Preço (USD): \$94.00
1	76 mm de comprimento x 89 mm de largura	Comprimento Total: 24 cm · Função Clínica Primária: Exposição visceral bariátrica e parede abdominal de largura máxima · Preço (USD): \$94.00
1	Manga Protetora / Caixa	Comprimento Total: Embalagem de Trânsito Padrão · Função Clínica Primária: — · Preço (USD): Incluso

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Kelly-Cabo Lamb é um instrumento cirúrgico especializado para cirurgia geral e ginecológica, desenvolvido especificamente para fornecer deslocamento tecidual potente e controlado durante grandes operações abdominais e pélvicas abertas. Projetado com um perfil de cabo Lamb ergonômico, este instrumento permite que os assistentes cirúrgicos apliquem uma forte contra-tração manual com suporte ideal para a palma da mão, evitando o deslizamento da pegada e a fadiga manual durante a exposição de feridas profundas.

Construído para garantir o deslocamento controlado de tecidos em anatomias variáveis de pacientes, este Afastador Kelly-Cabo Lamb apresenta um comprimento total uniforme de 24 cm (\$94). O afastador é oferecido em três dimensões de lâmina selecionáveis: 51 mm de comprimento x 63 mm de largura, 63 mm de

comprimento x 76 mm de largura e um perfil expansivo de 76 mm de comprimento x 89 mm de largura. A lâmina em ângulo reto incorpora um lábio de retenção suave e arredondado que segura vísceras e planos musculares densos com segurança, sem perfurar a serosa dos órgãos.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Kelly-Cabo Lamb para suportar cargas mecânicas pesadas e ciclos repetidos de autoclave hospitalar, fornecendo aos centros cirúrgicos em todo o mundo durabilidade excepcional, resistência à corrosão e total confiabilidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)