



# RETRACTOR MAKER

## БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Система ранорасширителя Thompson Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



# Система ранорасширителя Thompson Retractor System

**SKU** RM-TRS-1

**\$2,499 USD**

## СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

| КОЛИЧЕСТВО | КОМПОНЕНТ                            | РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ                                           |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2          | Рельсовый зажим Elite                | Сверхмощное крепление на боковой рельс 22" (55.9 cm)         |
| 1          | Двойной угловой рычаг                | 22" (7" × 9" × 7" / 17.8 × 22.9 × 17.8 cm)                   |
| 1          | Латеральный угловой рычаг            | 19" (12" × 7" / 30.5 × 17.8 cm) под углом 45° (диаметр 3/8") |
| 2          | Латеральные угловые рычаги           | 17" (10" × 7" / 25.4 × 17.8 cm) под углом 45° (диаметр 3/8") |
| 1          | Двусторонняя перекладина (шарнирная) | 34" (11½" × 8½" × 11½" / 29.2 × 21.6 × 29.2 cm)              |
| 3          | Cam Clip-On                          | Быстроразъемные скользящие зажимы для рамы                   |
| 1          | Микрорегулируемая рукоятка           | 10" (25.4 cm) с прецизионным натяжным винтом                 |
| 3          | Зеркала Balfour с губками            | 83 × 73 mm, 83 × 123 mm, 83 × 175 mm                         |
| 3          | Широкие зеркала Balfour              | Сменные, широкий захват мышечной стенки                      |
| 1          | Зеркало Harrington (Sweetheart)      | 114 × 254 mm (4½" × 10") для удержания глубоких органов      |
| 9          | Сменные зеркала Kelly                | 3" × 3½" (7.6 × 8.9 cm) стандартные прямоугольные            |

| КОЛИЧЕСТВО | КОМПОНЕНТ                   | РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ                                            |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1          | Набор гибких сменных зеркал | 25×190 mm, 51×254 mm, 76×254 mm, 102×254 mm                   |
| 2          | Сменные зеркала St. Marks   | 51 × 152 mm (2" × 6") с глубоким загнутым краем               |
| 1          | Кейс для хранения           | Деревянный кейс с индивидуальными слотами и мягкой подкладкой |

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Система Thompson Retractor System представляет собой двухрельсовую самодержащуюся платформу с креплением к операционному столу, предназначенную для устранения усталости ассистентов и обеспечения стабильной видимости в глубоких анатомических полостях. Разработанная для ресурсоемких хирургических дисциплин, ее модульная рама надежно крепится к обоим рельсам операционного стола с помощью двух сверхмощных зажимов Elite, поддерживая независимую двустороннюю шарнирную перекладину и несколько угловых шарнирных рычагов, которые равномерно распределяют контр-тракцию по широким краям раны.

Разработанная для выдерживания высоких нагрузок при ретракции, необходимых при трансплантации печени, открытых сосудистых реконструкциях, гепатобилиарных резекциях и радикальных тазовых диссекциях, система Thompson Retractor System включает в себя быстросъемные крепления Cam Clip-On наряду с микрорегулируемыми рукоятками с мелкой резьбой. Система укомплектована разнообразным набором хирургических зеркал, включая зеркала Balfour с губками и широкие зеркала, глубокие висцеральные зеркала Harrington Sweethearts, тазовые зеркала St. Marks, стандартные ретракторы Kelly и податливые гибкие зеркала различной ширины, которые плавно адаптируются к особенностям анатомии пациента.

Изготовленная исключительно из немагнитной медицинской хирургической нержавеющей стали со специальным антибликовым сатиновым покрытием, компания Retractor Maker предоставляет систему Thompson Retractor System в нестерильном виде. Система полностью автоклавируема и поставляется в специальном деревянном кейсе для хранения, предназначенном для организованной транспортировки и подготовки хирургических наборов.



## БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

### КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Веб-сайты

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest