



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Spring Wire Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Spring Wire Retractor

SKU RM-SWR-1

\$44 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
8.6 cm - 8.9 cm — 1×1, 3×3, oder 4×4 Zinken	RM-SWR-1-1	\$44
11.5 cm - 13.0 cm — 1×1, 3×3 oder 4×4 Zinken	RM-SWR-1-2	\$48
22.8 cm Makro — 1×1, 3×3 oder 4×4 Zinken	RM-SWR-1-3	\$60

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Spring Wire Retractor ist ein spezialisierter selbsthaltender Wundspreizer, der gezielt für die kontinuierliche, freihändige Exposition von Weichteilen und Wundrändern bei mikrovaskulären, handchirurgischen, plastischen und ophthalmologischen Eingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einer elastischen Federdrahtschleife übt dieses Instrument eine kontinuierliche, kalibrierte laterale Gegentraktion aus, was die Hände des Assistenten entlastet und gleichzeitig ein freies Sichtfeld unter hoher chirurgischer Vergrößerung gewährleistet.

Um verschiedenen anatomischen Tiefen gerecht zu werden, umfasst diese Spring Wire Retractor Serie eine umfangreiche Variantenmatrix in sechs Gesamtlängen: 8.6 cm (\$44), 8.9 cm (\$46), 11.5 cm (\$48), 12.8 cm (\$50), 13.0 cm (\$52) und 22.8 cm (\$60). Die aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigten Arbeitsenden bieten wählbare Zinkenkonfigurationen, einschließlich 1×1, 3×3 und 4×4 Arrays. Jede Zinkenspitze ist fein poliert, um sicher in den Wundrändern zu ankern, ohne Gewebe zu zerreißen oder fokale Quetschverletzungen zu verursachen.

Retractor Maker fertigt den Spring Wire Retractor mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, das wiederholten Autoklavierzyklen standhält, ohne die Federelastizität zu verlieren. Dies bietet Mikrochirurgen und ambulanten OP-Zentren weltweit außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Belastbarkeit und vollständige

klinische Zuverlässigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest