



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Alaire de Converse à Double Extrémité

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Alaire de Converse à Double Extrémité

SKU RM-CARDE-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Ouverture large de 10 mm	RM-CARDE-1-1	\$49
14 mm Ouverture large	RM-CARDE-1-2	\$54

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur alaire de Converse à double extrémité est un écarteur chirurgical de rhinoplastie classique, conçu spécifiquement pour assurer une rétraction sûre et non traumatique de la marge nasale et du cartilage alaire lors de procédures nasales esthétiques et reconstructrices. Conçu avec un profil ergonomique à double extrémité, cet instrument permet aux chirurgiens de s'adapter instantanément aux différents diamètres de narines sans changer d'outil.

Conçu pour une manipulation de précision dans les espaces chirurgicaux exigus, ce modèle d'écarteur alaire de Converse présente un profil total compact de 4" (10.2 cm). Ses extrémités actives intègrent des lames à crochet incurvées spécialisées avec des ouvertures doubles sélectionnables : une ouverture étroite de 10 mm de large à une extrémité (\$49) pour les couloirs vestibulaires étroits et une ouverture élargie de 14 mm de large à l'extrémité opposée (\$54) pour une élévation plus large de la base alaire. Les bords lisses et arrondis de la lame évitent le déchirement de la peau vestibulaire délicate et des muqueuses.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fabrique l'écarteur alaire de Converse selon des normes cliniques strictes, offrant une haute résistance à la corrosion, une excellente sensibilité tactile et une durabilité totale à l'autoclave pour les blocs opératoires de chirurgie plastique et ORL du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest