



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

気管フック/リトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



気管フック/リトラクター

SKU RM-THR-6IN-1

\$29 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
標準型 — 6 in, 15.2 cm	RM-THR-6IN-1-1	\$29
大 — 7 in, 18 cm	RM-THR-6IN-1-2	\$34
LLサイズ — 7.5 in, 19 cm	RM-THR-6IN-1-3	\$39

製品詳細

Tracheal Hook/Retractorは、緊急および待機的気道手術において、気管軟骨を安全かつ滑ることなく挙上・固定するために特別に設計された不可欠な器具です。解剖学的に湾曲した鋭利なフックにより、術者は輪状軟骨や上部気管輪を的確に捉えて挙上し、周囲の組織を変位させながら気道を術野へと引き上げることができます。

劣化することなく高頻度のオートクレーブ滅菌サイクルに耐えられるよう構築されており、全長は6 inches (15.2 cm, \$29)です。優れた耐食性を保証するプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされています。先端部は、緻密な軟骨膜に確実に食い込む鋭利な単鉤（シングルプロング）構成のシングルエンド設計を採用しており、重要な気管切開およびカニュレ挿入中の器具の脱落を防ぎます。人間工学に基づいたフラットハンドルは、助手に安定した手動のテコ操作を提供します。

反射防止のサテンマット仕上げで鍛造されたRetractor Maker製のTracheal Hook/Retractorは、厳格な臨床基準を遵守しており、世界中の耳鼻咽喉科、救急部門、集中治療室に優れた構造剛性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest