



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор ацетабулярный узкий двухзубчатый

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор ацетабулярный узкий двухзубчатый

SKU RM-ARNDP-1

\$99 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Узкое — 32 mm blade	RM-ARNDP-1-1	\$99
Стандартный — лезвие 44 mm	RM-ARNDP-1-2	\$99

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Узкий двухзубчатый ацетабулярный ретрактор — это сверхпрочный ортопедический хирургический ретрактор, разработанный для обеспечения исключительного визуального доступа к вертлужной впадине во время тотального эндопротезирования и реконструктивной хирургии тазобедренного сустава. Надежно фиксируя двойные зубцы на крае вертлужной впадины или седалищной кости, этот инструмент позволяет хирургическим бригадам отодвигать бедренную кость и окружающую мускулатуру с помощью мощного механического рычага.

Разработанный для обеспечения высокой интраоперационной стабильности, этот вариант узкого двухзубчатого ацетабулярного ретрактора имеет удлиненный стержень 12 ½-inch (31.75 cm), который удерживает руки ассистента вне прямой зоны видимости. Инструмент доступен с рабочей частью двух размеров — 32 mm и 44 mm, имеет изогнутую шейку и узкие двойные зубцы, которые прочно сцепляются с костью, не соскальзывая и не травмируя прилегающие сосудисто-нервные пучки.

Изготовленный из высококачественной хирургической нержавеющей стали с высокопрочным сердечником и антибликовым сатинированным покрытием, Retractor Maker производит данный ретрактор для работы в условиях высоких ортопедических нагрузок и многократных циклов паровой стерилизации, обеспечивая бригадам по реконструкции суставов долговечную клиническую надежность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest