



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Coronóide Hargis com Corrente

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Coronóide Hargis com Corrente

SKU RM-HCRWC-1

\$49 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Afastador Coronóide Hargis	Comprimento total de 19 cm, lâmina coronóide entalhada — 1
1	Corrente de Retração Integrada	Corrente de elos em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) de alta resistência de 20 cm — 1
1	Luva Protetora / Caixa	Embalagem individual para transporte — 1

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Coronóide Hargis com Corrente é um afastador cirúrgico especializado, desenvolvido especificamente para fornecer exposição confiável e mãos-livres do processo coronóide mandibular e do ramo ascendente durante intervenções ortognáticas. Projetado com uma ponta anatômica entalhada que se fixa firmemente na borda anterior do coronóide, este instrumento desloca o tendão do músculo temporal com segurança, afastando-o de cortes sagitais e serras ósseas recíprocas.

Construído para suportar forças operatórias rigorosas, esta configuração do Afastador Coronóide Hargis com Corrente apresenta um comprimento total de 19 cm (\$49) pareado com uma corrente de retração de alta resistência de 20 cm. O conjunto da corrente permite que as equipes cirúrgicas acoplem pesos cirúrgicos padrão ou posicionem o afastador para estabelecer contra-tração gravitacional contínua, eliminando a fadiga manual do assistente e mantendo o campo visual livre. Os contornos da lâmina curva envolvem a borda anterior do ramo de forma limpa, sem lacerar a mucosa oral profunda.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Coronóide Hargis com

Corrente para resistir a ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, proporcionando aos cirurgiões bucomaxilofaciais e craniofaciais em todo o mundo excepcional resistência à corrosão, estabilidade mecânica e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)