



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Richardson à poignée ergonomique

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur Richardson à poignée ergonomique

SKU RM-RRGH-1

\$64 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
9 ½" (24.13 cm) — Manche creux, Lamb ou léger	RM-RRGH-1-1	\$64
10.0" (25.40 cm) — Poignée creuse, Lamb, ou légère	RM-RRGH-1-2	\$69
11.0" (27.94 cm) — Poignée creuse, Lamb, ou légère	RM-RRGH-1-3	\$74

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Richardson à poignée ergonomique est une évolution ergonomique avancée de l'écarteur abdominal classique, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement musculaire profond tout en réduisant la fatigue de l'utilisateur lors des procédures ouvertes majeures. Doté d'une lame concave allongée à angle droit se terminant par une lèvre de rétention douce, cet instrument permet aux assistants chirurgicaux d'appliquer une contre-traction continue sur les parois abdominales denses et les plans viscéraux sans glissement.

Conçue pour résister à la stérilisation en autoclave à haute fréquence tout en restant totalement résistante à la corrosion, cette série d'écarteurs Richardson à poignée ergonomique est hautement adaptable à travers trois longueurs totales : 9 ½ inches (24.13 cm, \$64), 10 inches (25.40 cm, \$69), et 11 inches (27.94 cm, \$74). Fabriqués à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), les chirurgiens peuvent choisir parmi trois profils de poignée spécialisés : un profil Hollow Grip (poignée creuse) construit avec un cadre léger pour minimiser la tension, un profil Lamb (poignée Lamb) moulé de manière ergonomique pour un appui stable de la paume, ou un profil Lightweight Grip (poignée légère). Son châssis équilibré offre aux assistants opératoires un effet de levier manuel sans fatigue.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur Richardson à poignée ergonomique pour supporter des charges mécaniques lourdes et des cycles répétés de stérilisation hospitalière, offrant aux blocs opératoires de chirurgie générale, gynécologique et orthopédique du monde entier une durabilité clinique, une résistance à la corrosion et une fiabilité chirurgicale exceptionnelles.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest