



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Bookwalter StrongArm Genel Cerrahi Ekartör Sistemi

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bookwalter StrongArm Genel Cerrahi Ekartör Sistemi

SKU RM-BSAGSRS-1

\$2,199 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Üst Montaj StrongArm PLUS Tutucu	Yüksekliği Ayarlanabilir / Artiküle
1	Ağır Hizmet Tipi Ray Klemp	Masa Rayı ile Uyumlu
2	Cırcır Mekanizması	Standart Eğilmeyen
6	Eğimli Cırcır Mekanizması	Çok Açılı
1	Segmentli Halka	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Segmentli Halka	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Balfour Bıçak	2⅝" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
2	Kelly Bıçakları	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Kelly Bıçak	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Kelly Bıçak	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Kelly Bıçak	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Harrington Bıçak	1" × 5⅝" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	Gelpi Bıçak	Standart
1	Bükülebilir Bıçak	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
2	Bükülebilir Bıçak	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Bükülebilir Bıçak	1½" x 6" (3.8 x 15.2 cm)
1	Sterilizasyon Kutusu	Koruyucu Kılıf

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bookwalter StrongArm Genel Cerrahi Ekartör Sistemi, StrongArm PLUS Tutucu üzerine monte edilmiş kendinden tutmalı bir ekartör sistemidir. Tutucu, ameliyat masasına sabitlenir ve ekartör çerçevesini destekleyerek açık genel cerrahi prosedürleri sırasında stabil, eller serbest cerrahi görüş alanı sağlar.

Montaj sistemi, yüksekliği ayarlanabilir, artiküle edilmiş üst montajlı bir StrongArm PLUS Tutucu ve masa rayı ile uyumlu ağır hizmet tipi bir ray klempten oluşur. Çerçevenin insizyon uzunluğuna göre boyutlandırılabilmesi ve yeniden yapılandırılabilmesi için 10½" x 14½" (26.7 x 36.8 cm) ve 10½" x 19" (26.7 x 48.3 cm) ölçülerinde iki adet segmentli halka sağlanmaktadır.

İki standart eğilmeyen cırcır mekanizması ve altı çok açılı eğimli cırcır, her bir bıçağı gereken derinlik ve açıda tutar. Bıçak seti; bir Balfour bıçağı, 3", 4", 5" ve 6" uzunluklarında dört Kelly bıçağı, bir Harrington bıçağı, bir Gelpi bıçağı ve 3" x 6", 2" x 6" ve 1½" x 6" boyutlarında dört bükülebilir bıçak içererek geniş bir genel cerrahi uygulama yelpazesini kapsar.

Tüm bileşenler manyetik olmayan, cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten imal edilmiştir. Bookwalter StrongArm Genel Cerrahi Ekartör Sistemi tamamen yenidir, yeniden kullanılabilir ve tamamen otoklavlanabilir özelliktedir; steril olmayan şekilde tedarik edilir. Kullanımdan önce temizlik ve sterilizasyon, sağlık kuruluşunun onaylanmış prosedürlerini takip etmelidir. Sistem, düzenli depolama ve işleme için bir sterilizasyon kutusu içinde sunulur. Retractor Maker, sistemi Sialkot, Pakistan'da üretmekte ve minimum sipariş miktarı bir tam set olacak şekilde doğrudan hastanelere, cerrahlara ve distribütörlere tedarik etmektedir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest