



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор коленный S Total Knee Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор коленный S Total Knee Retractor

SKU RM-STKR-6IN-1

\$59 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Одностороннее лезвие 10 mm — 6" length, 10 mm wide blade	RM-STKR-6IN-1-1	\$59
Одностороннее лезвие 20 mm — 6" length, 20 mm wide blade	RM-STKR-6IN-1-2	\$59
Двусторонняя конфигурация — 6" длина, двойные рабочие концы 5 mm и 13 mm	RM-STKR-6IN-1-3	\$59

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

S Total Knee Retractor — это специализированный ортопедический ретрактор, разработанный для надежного отведения мягких тканей и коллатеральных связок во время тотального и одномыщелкового эндопротезирования коленного сустава. Анатомический S-образный корпус позволяет хирургу аккуратно отводить периартикулярную капсулу и связочные структуры от осциллирующих костных пил, обеспечивая доступ к плато большеберцовой кости и мыщелкам бедренной кости без перекрытия операционного поля.

Эта модель S Total Knee Retractor рассчитана на длительную эксплуатацию в условиях интенсивных ортопедических нагрузок и имеет общую длину 6 дюймов (15.24 см, \$59). Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса. Продуманный S-образный дизайн предлагает различные варианты рабочих частей для соответствия конкретным суставным пространствам, включая односторонние модели с лопатками шириной 10 mm и 20 mm, а также универсальную двустороннюю модель с лопатками 5 mm и 13 mm. Закругленные края лопаток защищают нежные нервно-сосудистые пучки и связки от повреждений.

Инструмент имеет антибликовое сатинированное покрытие. Компания Retractor Maker производит S Total Knee Retractor с расчетом на высокие нагрузки и многократные циклы автоклавирования, обеспечивая высокую коррозионную стойкость, жесткость конструкции и долговечность для отделений реконструктивной хирургии коленного сустава и травматологических центров по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest