



# RETRACTOR MAKER

## BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de lifting cervical Talei Necklift Retractor Narrow  
“Le Petit Benetrator”

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



## Écarteur de lifting cervical Talei Necklift Retractor Narrow “Le Petit Benetrator”

**SKU** RM-TNR-9IN-1

**\$159 USD**

### TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

| TAILLE / OPTION                                       | SKU / DÉTAILS                                                            | PRIX (USD) |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Talei Necklift Retractor Narrow “Le Petit Benetrator” | Longueur totale de 9” (22.86 cm), lame courbe ultra-étroite, manche plat | \$159      |
| Étui de protection / Boîte                            | Emballage de transport individuel                                        | \$159      |

### DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Talei Necklift Retractor Narrow “Le Petit Benetrator” est un instrument de chirurgie plastique esthétique de pointe, conçu spécifiquement pour assurer une élévation sûre et étendue des tissus mous et une visibilité précise lors des procédures de lifting cervical profond, de platysmaplastie et de submentoplastie. Doté d'un profil de lame incurvé ultra-étroit, cet instrument permet aux chirurgiens de naviguer proprement dans les tunnels sous-mentonniers étroits, en soulevant le muscle platysma et le lambeau cutané cervical sans comprimer la branche marginale mandibulaire ou cervicale du nerf facial.

Conçu pour un contrôle manuel délicat dans les espaces cervicaux profonds, cette configuration du Talei Necklift Retractor Narrow “Le Petit Benetrator” présente une longueur totale de 9 inches (22.86 cm, \$159). Fabriqué à la main à partir d'un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), sa lame étroite aux contours lisses soutient les lambeaux tissulaires de manière atraumatique, évitant ainsi la dévascularisation dermique localisée. Le manche ergonomique équilibré offre aux assistants opératoires un levier manuel stable, réduisant la fatigue manuelle lors des procédures de rajeunissement facial de longue durée.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit le Talei Necklift Retractor Narrow “Le Petit Benetrator” pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant une stabilité mécanique exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité totale pour les blocs de chirurgie plastique faciale et les cliniques esthétiques du monde entier.



## MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

### CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sites web

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest