



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador para Neuroma de Johnson

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador para Neuroma de Johnson

SKU RM-JNR-1

\$74 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
8.0 cm	RM-JNR-1-1	\$74
10.0 cm	RM-JNR-1-2	\$79
11.0 cm	RM-JNR-1-3	\$84
14.0 cm	RM-JNR-1-4	\$89

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador para Neuroma de Johnson é um instrumento cirúrgico manual especializado, desenvolvido especificamente para fornecer retração suave e atraumática de tecidos moles e da cabeça do metatarso durante a excisão do neuroma de Morton e procedimentos em nervos interdigitais. Projetado para atuar em corredores confinados do espaço entre os dedos, este instrumento permite que cirurgiões podiátricos e ortopédicos mobilizem ligamentos intermetatarsais e vasos digitais sem esmagar troncos nervosos frágeis.

Construído com faixas de tamanho altamente adaptáveis e variedades de perfil, o Afastador para Neuroma de Johnson está disponível em quatro comprimentos totais: 8.0 cm (\$74), 10.0 cm (\$79), 11.0 cm (\$84) e 14.0 cm (\$89). Os cirurgiões podem escolher entre três tipologias de design: um layout de perfil estreito (Narrow) para espaços intermetatarsais apertados, um perfil angulado a 90° com lâmina de trabalho de 7.5 mm de largura, ou um perfil angulado a 90° com lâmina expandida de 9.5 mm. O cabo plano ergonômico proporciona sensibilidade tátil e controle antiderrapante durante a delicada neurólise digital.

Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador para Neuroma de Johnson sob rigorosas tolerâncias clínicas, oferecendo resistência absoluta à corrosão, rigidez estrutural inabalável e

durabilidade total em autoclave para salas de cirurgia de pé e tornozelo em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest