



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Semb 肺・筋肉レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Semb 肺・筋肉レトラクター

SKU RM-SLMR-89-1

\$89 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
25.5 cm コンツアードモデル — 25.5 cm コンツアードグリップ付	RM-SLMR-89-1-1	\$89
25.0 cm フラットハンドルモデル — 25.0 cm フラットハンドル付	RM-SLMR-89-1-2	\$89

製品詳細

Semb 肺・筋肉レトラクターは、開胸手術において肺葉、胸壁筋肉組織、および深部胸郭構造を安全かつ広範囲に牽引するために設計され、世界的に定評のある胸部外科用レトラクターです。解剖学に基づき下方に湾曲したブレード設計により、肺挫傷や実質の裂傷を引き起こすことなく、厚みのある組織層に対して持続的なカウンター・トラクションをかけることが可能です。

優れた耐久性を備え、錆や欠陥に対する生涯保証が付帯するこの Retractor Maker 製 Semb シリーズは、2つの主要な構造構成（\$89）を提供します。25.5 cm モデルは、助手に優れた操作性をもたらす特殊な輪郭形状グリップハンドルを採用し、作業用ブレード幅は½インチ、¾インチ、1インチの3種類から選択可能です。もう一方の 25.0 cm モデルは、一体型のフラットハンドルに ⅝インチ幅 × 1 ¼インチ長のマルチディメンション・ブレードを組み合わせています。いずれのデザインも、重要な心肺解剖学的構造を保護するため、丸みを帯びた非侵襲性のブレードエッジを採用しています。

手術室グレードのプレミアムなプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）からハンドメイドされ、反射を抑えたサテンマット仕上げが施された Semb 肺・筋肉レトラクターは、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐えうるよう製造されています。世界中の心臓血管外科、呼吸器外科、外傷外科チームに対し、並外れた構造的剛性、耐食性、および完全な臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest