



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Wullstein Weitlaner Otomatik Retraktör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Wullstein Weitlaner Otomatik Retraktör

SKU RM-WWSRR-1

\$44 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Kompakt (4", 4 ¼", 4 ½") — Düz / Eğri; 2x2 veya 2x3 dişli	RM-WWSRR-1-1	\$44
Orta Boy (5 ⅛", 5.5", 6", 6 ½") — Düz / Eğri; 2x3, 3x3 veya 3x4 dişli	RM-WWSRR-1-2	\$59
Uzatılmış (8", 9 ½", 10") — Düz / Eğri; 3x3 veya 3x4 dişli	RM-WWSRR-1-3	\$79

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Wullstein Weitlaner Otomatik Retraktör, dar cerrahi koridorlarda yumuşak doku ve periostun güvenilir, eller serbest şekilde ekarte edilmesi için özel olarak geliştirilmiş, uluslararası alanda kabul görmüş bir cerrahi ekartördür. Dışa doğru kavisli çok uçlu çeneleri ve entegre mekanik cırcırlı kilidi ile tasarlanan bu alet, karşıt yara kenarları boyunca sabit ve kalibre edilmiş bir karşı çekiş sağlayarak asistan el yorgunluğunu ortadan kaldırırken, ameliyat mikroskopları altında geniş bir görüş alanı sunar.

Sık sterilizasyon ve otoklav protokollerine dayanacak şekilde üretilen Wullstein Weitlaner Otomatik Retraktör serisi, on farklı toplam uzunlukta kapsamlı bir boyut matrisine sahiptir: 4" (\$44), 4 ¼" (\$49), 4 ½" (\$54), 5 ⅛" (\$59), 5.5" (\$64), 6" (\$69), 6 ½" (\$74), 8" (\$79), 9 ½" (\$84) ve 10" (\$89). Birinci sınıf ameliyathane kalitesinde Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen cihaz; Düz veya Eğri çene profillerinin yanı sıra 2x2, 2x3, 3x3 veya 3x4 uç yoğunluğu seçenekleri sunar. Cerrahlar, hassas vasküler yolların yakınında güvenli ve travmatik olmayan ekartasyon için optimize edilmiş Künt uçları veya daha sert dermal ya da fasyal tabakalarda kaymayan, sağlam bir tutuş sağlamak için tasarlanmış Keskin uçları tercih edebilirler.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Wullstein Weitlaner Otomatik Retraktör'ü sıkı klinik standartlara uygun olarak üretmektedir. Dünya çapındaki KBB üniteleri, nöroşirürji ameliyathaneleri ve

plastik rekonstrüktif kliniklerine olağanüstü korozyon direnci, mekanik stabilite ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest