



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur nasal Converse, 10 cm

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur nasal Converse, 10 cm

SKU RM-CNR-10CM-1

\$14 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
10 mm × 16 mm	RM-CNR-10CM-1-1	\$14
12 mm × 30 mm	RM-CNR-10CM-1-2	\$19
12 mm × 40 mm	RM-CNR-10CM-1-3	\$24
12 mm × 50 mm	RM-CNR-10CM-1-4	\$29

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur nasal Converse, 10 cm est un instrument de rhinoplastie de précision conçu spécifiquement pour assurer une rétraction douce et non traumatique des tissus mous lors de procédures nasales esthétiques et reconstructives délicates. Conçu avec une portée totale raccourcie de 10 cm, cet instrument offre une grande mobilité et un retour tactile fin, permettant aux chirurgiens de manœuvrer sans effort dans des espaces de travail intranasaux restreints.

Construite pour s'adapter à des profondeurs anatomiques variables, cette série d'écarteurs nasaux Converse, 10 cm est proposée en quatre tailles de lames : 10 mm × 16 mm (\$14), 12 mm × 30 mm (\$19), 12 mm × 40 mm (\$24) et 12 mm × 50 mm (\$29). La conception de la lame doucement angulée s'adapte confortablement sous l'enveloppe cutanée nasale et les cartilages latéraux, offrant une exposition stable tout en minimisant le risque de lacérations muqueuses ou de fractures cartilagineuses. Son manche plat équilibré assure un contrôle manuel sans fatigue pour les assistants opératoires.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur nasal Converse, 10 cm selon des tolérances cliniques strictes, offrant une durabilité exceptionnelle, une haute résistance à la corrosion et une compatibilité

totale avec l'autoclave pour les cliniques de chirurgie plastique, ORL et reconstructive du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest