



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Love 神経根レトラクター（バヨネット型）

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Love 神経根レトラクター（バヨネット型）

SKU RM-LNRR-BAY-21-1

\$29 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Love Nerve Root Retractor (Bayonet)	寸法/詳細：全長 21 cm、バイオネットシャフト、カップ型神経ブレード・数量：1	\$29
保護スリーブ / ボックス	寸法/詳細：個別輸送用パッケージ・数量：1	\$29

製品詳細

Love Nerve Root Retractorは、術者の手やハンドルを顕微鏡の光軸から完全に外すことで、安全で非外傷的な神経根変位を実現するために特別に設計された脊椎マイクロサージェリー器具です。オフセットされた銃銃型（バイオネット）シャフト構造により、操作位置を視線より下に落とし、椎間板腔の継続的かつ遮るもののない視覚化を可能にします。

複雑な脊椎手術環境に最適化されたこのLove Nerve Root Retractorは、全長 21 cm (\$29) です。最高級のドイツ製サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から職人の手によって作られており、滑らかに研磨されたカップ型の先端を備えたバイオネット形状が、滑りや牽引損傷を与えることなく神経根をしっかりと保護します。人間工学に基づいたフラットハンドルフレームは、繊細な脱出椎間板切除や脊柱管減圧術において、優れた触覚感度と安定したマニュアルコントロールを提供します。

反射防止サテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製のLove Nerve Root Retractorは、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐えるよう製造されており、世界中の脳神経外科および整形外科脊椎センターに、揺るぎない構造的剛性、高い耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest