



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Sistrunk Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширите ль Sistrunk Retractor

SKU RM-STR-153-1

\$49 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Sistrunk Retractor	Общая длина 15.3 см, двухсторонние лопатки $\frac{3}{8}$ " (9.5 mm), плоская рукоятка	\$49
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Sistrunk Retractor является незаменимым инструментом для операций на голове, шее и эндокринной системе, специально разработанным для обеспечения безопасного атравматичного смещения мягких тканей при иссечении кисты щитовидного протока (процедура Систранка) и диссекции шеи. Двухсторонняя конструкция лопаток позволяет хирургам аккуратно приподнимать края кожи, шейную фасцию и мышцы, создавая беспрепятственный визуальный коридор к подъязычной кости без сдавливания нежных структур передней части шеи.

Созданный для обеспечения максимальной долговечности и коррозионной стойкости с пожизненной гарантией от ржавчины, данный вариант Sistrunk Retractor имеет общую длину 15.3 см (\$49). Изготовленная вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, рабочая лопатка шириной $\frac{3}{8}$ -inch (около 9.5 mm) имеет гладкие закругленные края для защиты нежных локусов ткани от разрывов. Геометрия инструмента объединяет двухстороннее шасси лопаток с плоской центральной рукояткой, обеспечивающей ассистентам рычаг без утомления рук.

Поставляемый в нестерильном виде как многоразовое устройство с антибликовым сатиновым покрытием, Retractor Maker производит Sistrunk Retractor с расчетом на частые циклы стерилизации, обеспечивая отделения отоларингологии, эндокринные центры и клиники пластической хирургии по всему миру надежным и долговечным инструментом, пригодным для автоклавирования.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest