



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Quadril APC

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Quadril APC

SKU RM-APCHR-1

\$49 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Ponta Única	10" (25.4 cm) — fixação óssea direcionada na borda acetabular
1	Ponta Dupla	10" (25.4 cm) — afastamento equilibrado de dois pontos para tecidos moles e cápsula
1	Luva Protetora / Caixa	Embalagem padrão de transporte

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Quadril APC é um afastador cirúrgico ortopédico de alta resistência, projetado especificamente para fornecer exposição clara e estável de estruturas pélvicas e acetabulares profundas durante procedimentos de substituição total de quadril. Projetado para navegar em espaços articulares confinados, este instrumento permite que os assistentes cirúrgicos mantenham contra-tração contínua em camadas musculares e capsulares densas sem deslizar das margens ósseas.

Projetado para alavancagem de precisão, este modelo de Afastador de Quadril APC apresenta um comprimento total de 10 polegadas (25.4 cm) com um perfil de lâmina angulado e contornado, otimizado para a anatomia da cápsula do quadril. Os cirurgiões podem escolher entre uma ponta única afiada para ancoragem óssea direcionada ou uma configuração de ponta dupla para maior afastamento de tecidos moles. O instrumento é configurado com um cabo hexagonal estendido que oferece controle rotacional superior e reduz a fadiga manual durante longas tarefas de reconstrução articular.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador de Quadril APC para suportar torque mecânico substancial e ciclos repetitivos de autoclavagem hospitalar, proporcionando durabilidade e

desempenho confiáveis às equipes de reconstrução articular.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)