



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de LCP (PCL)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de LCP (PCL)

SKU RM-PCLR-25-1

\$99 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
PCL Retractor	Longueur totale de 25 cm (10"), pointe de 21 mm, rangée de griffes de 4 mm	\$99
Manchon / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$99

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de LCP (PCL) est un instrument chirurgical orthopédique spécialisé du genou, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement sûr et non traumatique du ligament croisé postérieur (LCP) et de la capsule postérieure lors de l'arthroplastie totale du genou. Conçu pour s'insérer derrière la marge tibiale postérieure, cet écarteur pousse le tibia proximal vers l'avant tout en protégeant simultanément le paquet neurovasculaire poplité contre les fraises rotatives et les scies à os oscillantes.

Dotée d'une résistance structurelle exceptionnelle, cette configuration de l'écarteur de LCP présente une longueur totale d'outil de 25 cm (10 inches, \$99). Fabriquée à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la largeur de la pointe active intègre des pointes de 21 mm de large associées à une rangée de griffes de 4 mm spécifiquement conçues pour s'appuyer fermement contre le cortex tibial postérieur, empêchant le déplacement de l'instrument lors d'une distraction articulaire vigoureuse. Sa poignée plate ergonomique robuste offre aux assistants opératoires une contre-traction manuelle soutenue et sans fatigue.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de LCP en tant que dispositif de bloc opératoire non stérile et restérilisable, conçu pour résister à des cycles d'autoclave hospitaliers répétés, offrant une durabilité mécanique inébranlable, une haute résistance à la corrosion et une fiabilité clinique totale pour les blocs chirurgicaux de reconstruction articulaire et de traumatologie du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest