



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Autoestático Darling Popliteal

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Autoestático Darling Popliteal

SKU RM-DPSRR-1

\$109 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Opção A — 54 mm × 25 mm Esquerda / 76 mm × 38 mm Direita — Exposição profunda da artéria poplítea com deslocamento lateral do músculo	RM-DPSRR-1-1	\$109
Opção B — 76 mm × 38 mm Esquerda / 54 mm × 25 mm Direita — Exposição profunda da artéria poplítea com deslocamento medial do músculo	RM-DPSRR-1-2	\$109

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Autoestático Darling Popliteal é um instrumento cirúrgico vascular e ortopédico indispensável, projetado especificamente para fornecer uma exposição estável e mãos-livres da fossa poplítea e da trifurcação vascular. Projetado com lâminas assimétricas que acompanham os contornos anatômicos profundos do espaço posterior do joelho, este instrumento desloca os músculos gastrocnêmio e isquiotibiais sem comprimir os vasos poplíteos.

Construído para total adaptabilidade processual, este Afastador Autoestático Darling Popliteal possui uma estrutura ajustável com conjuntos de lâminas duplas personalizáveis (\$109). Os cirurgiões podem configurar o quadro com as opções 54 mm × 25 mm Esquerda / 76 mm × 38 mm Direita ou 76 mm × 38 mm Esquerda / 54 mm × 25 mm Direita, com lotes de produção padrão também acomodando proporções correspondentes de 76 mm × 25 mm. A trava de cremalheira multiposição integrada mantém a contratensão tecidual direcionada automaticamente, eliminando a fadiga manual do assistente durante enxertos delicados de bypass vascular.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Autoestático Darling Popliteal para

suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade clínica total para centros vasculares e de trauma em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)