



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Cloward Cervical/Lamina Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cloward Cervical/Lamina Retractor

SKU RM-CCLR-1

\$99 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Kreuzgeriffelte Branchen	RM-CCLR-1-1	\$99
Gezahnte Branchen	RM-CCLR-1-2	\$99

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Cloward Cervical/Lamina Retractor ist ein grundlegendes wirbelsäulenchirurgisches Instrument, das speziell für die sichere, freihändige Exposition der zervikalen Lamina, der Facettengelenke und der paraspinalen Muskulatur bei posterioren Eingriffen an der Wirbelsäule entwickelt wurde. Konzipiert mit einem optimalen Verhältnis zwischen Reichweite und mechanischer Hebelwirkung, verhindert dieses Instrument die Ermüdung des Assistenten und erhält gleichzeitig einen stabilen operativen Korridor aufrecht.

Diese für die präzise spinale Navigation gebaute Konfiguration des Cloward Cervical/Lamina Retractor weist eine Gesamtlänge von 16 cm (\$99) auf, was eine ausreichende Tiefe bei gleichzeitiger hoher manueller Kontrolle in zervikalen Zugängen ermöglicht. Chirurgen können das Instrument entweder mit kreuzgeriffelten Mäulern konfigurieren, die einen sicheren, verteilten Halt auf Weichteilstrukturen gewährleisten, oder mit gezahnten Mäulern, die für maximale mechanische Traktion und rutschfesten Griff an dichten Muskel- oder Faszien-schichten optimiert sind. Die integrierte Ringgriff-Ratschenarretierung hält die Retraktionsspannung auch unter starkem Muskelwiderstand konstant.

Geschmiedet aus hochwertigem medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einer reflexionsfreien, satinierten Mattierung, fertigt Retractor Maker den Cloward Cervical/Lamina Retractor so, dass er wiederholten Sterilisationszyklen standhält und neurochirurgischen OP-Teams weltweit außergewöhnliche Langlebigkeit und klinische Stabilität bietet.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest